

## 1351938 - Praxis 4 Comfort Elite - elektrisch - wielen - papierrolhouder - lades - fresh bekleding - NERO



### Beschrijving

De nieuwe Praxis 4 Comfort Elite van **Wesseling** is door het speciale geïntegreerde ladesysteem een unieke tafel. Beide lades zijn uitgevoerd in staal en voorzien van robuuste lade geleiders. De tweeweg geleiders van Duitse makelij zijn van zeer hoge kwaliteit en zorgen er voor dat de lades jarenlang zonder problemen functioneren. Waar doorgaans gekozen moeten worden tussen de lades aan de linker of rechter kant is dat bij deze tafel verleden tijd. De lades zijn namelijk naar beide kanten toe te openen. Aan de achterzijde is de tafel voorzien van een grote lade van 56 x 51 cm, De kleine lade aan de voorzijde is voorzien van een uitneembare RVS bak waarin gebruikt instrumentarium of disposables kunnen worden gedeponeerd. Door de uitgebalanceerde vlakverdeling zit of ligt de patiënt altijd comfortabel op deze tafel. Ook in zit-positie steken de voeten niet uit en worden ze goed ondersteund. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 60-130 cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 200 kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Product afmetingen</b>	B 64 cm, L 196 cm
<b>Hoogte</b>	60-130 cm
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	175 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	40 s
<b>Aantal delen</b>	4-delig
<b>Armsteunen</b>	Nee
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Kleur</b>	Nero
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Voetschakelaar
<b>Standaard neusgat</b>	Geen neusgat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk