

1543274 - Beademingsballon volwassenen - silicone - 1600 ml + 2 maskers + zuurstofreservoir 2500 ml - 1 st



Beschrijving

Deze beademingsballon met PEEP-klepadapter kan de kunstmatige beademing en hart-longreanimatie ondersteunen. De beademingsballon kan zowel worden gebruikt om een patiënt met ademstilstand te beademen als om de eigen ademhaling van de patiënt op peil te houden en/of om extra zuurstof toe te voeren. Om te voldoen aan de eisen van verschillende lichaamslengtes, kan de compressiefrequentie worden aangepast en kan een tas in een geschikte maat worden gekozen.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Steriel	Nee
Inbegrepen:	2 maskers (maat 4 en 5); beademingsballon, zuurstofreservoir; handvat
Zuurstofreservoir	2500 ml
Volume ballon	1600 ml
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Doelgroep	Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk