

1543274 - Beademingsballon volwassenen - silicone - 1600 ml + 2 maskers + zuurstofreservoir 2500 ml - 1 st



Beschrijving

Deze beademingsballon met PEEP-klepadapter kan de kunstmatige beademing en hart-longreanimatie ondersteunen. De beademingsballon kan zowel worden gebruikt om een patiënt met ademstilstand te beademen als om de eigen ademhaling van de patiënt op peil te houden en/of om extra zuurstof toe te voeren. Om te voldoen aan de eisen van verschillende lichaamslengtes, kan de compressiefrequentie worden aangepast en kan een tas in een geschikte maat worden gekozen.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|---|
| Merk | Dahlhausen |
| Steriel | Nee |
| Inbegrepen: | 2 maskers (maat 4 en 5); beademingsballon, zuurstofreservoir; handvat |
| Zuurstofreservoir | 2500 ml |
| Volume ballon | 1600 ml |
| Normeringen | EN ISO 13485:2016 |
| Doelgroep | Volwassenen |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |