


1546379 - Hulppootset opklapbeugel - antraciet - 1 st



Beschrijving

Aanbevolen indien er twijfel bestaat over de sterkte van de muur. Bestaande uit verstelbare hulppoot, afstandhouder en klemblok. Traploos in hoogte instelbaar voor aanpassing aan de hoogte van de beugel (van vloer tot bovenkant bovenste buis 700 mm tot 850 mm).

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2614.3001-11
sku	1546379
Categorie toiletsteunen	Toebehoren toiletbeugels
Type verpakking	Stuk