

1577152 - Gepolsterde heup-/borstgordel voor Swift Mobil/Clean



Beschrijving

Verstelbaar met 3 gespen met een lengte tot 65-130 cm. Het materiaal is comfortabel en sneldrogend en geeft stevige ondersteuning bij het positioneren. Kan worden gebruikt als heupgordel voor alle Clean-modellen en als borstgordel voor Clean-modellen met een rugleuning van mesh-stof.

Specificaties

Merk	Etac
Normeringen	EN 12182
sku	1577152
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In een rolstoel
Sluiting	Gespen
Soort bevestiging	Ventrale bevestiging
Type verpakking	Stuk