

## 1577152 - Gepolsterde heup-/borstgordel voor Swift Mobil/Clean



### Beschrijving

Verstelbaar met 3 gespen met een lengte tot 65-130 cm. Het materiaal is comfortabel en sneldrogend en geeft stevige ondersteuning bij het positioneren. Kan worden gebruikt als heupgordel voor alle Clean-modellen en als borstgordel voor Clean-modellen met een rugleuning van mesh-stof.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Etac
<b>Normeringen</b>	EN 12182
<b>Fixatie categorie</b>	Riemen
<b>Gebruik fixatiemateriaal</b>	In een rolstoel
<b>Sluiting</b>	Gespen
<b>Soort bevestiging</b>	Ventrale bevestiging
<b>Type verpakking</b>	Stuk