

## 1543394 - Set elektroden 50x100 mm EM 41-80 - 4 st CNK3059-573



### Beschrijving

Dit is een 4-delige elektrodenset, bedoeld voor een digitaal elektronisch apparaat voor spierstimulatie. De elektroden zijn 50 x 100 mm, zelfklevend en herbruikbaar. Kan worden gebruikt met versies van **Beurer** EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>EKG categorie</b>	ECG elektroden & toebehoren
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk