

1552205 - Eltrac 471



Beschrijving

De Eltrac 471 is uw perfecte assistent voor tractietherapie. De betrouwbare Eltrac 471 heeft decennialang vele patiënten geholpen. Deze Eltrac 471 is nu verbeterd. De Eltrac 471 is nauwkeurig, gebruiksvriendelijk, real-time en veilig.

Voordelen

- Tractiebank kan ook gebruikt worden als behandelbank
- Ergonomisch ontwerp
- Eenvoudig te gebruiken
- Nauwkeurig
- Touch screen gebruikersinterface
- Flexistool voor een ideale uitgangspositie tijdens lumbale tractie

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552205
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk