

1023254 - Infrarood oorthermometer - 1 seconde meting - IR 210 - 1 st



Beschrijving

De **Microlife** IR 210 is een infrarood-oorthermometer die is ontworpen voor het meten van lichaam, object en omgevingstemperatuur in slechts 1 seconde. Het ACCUsens-geleidingssysteem helpt u de juiste positie in het oor te vinden, terwijl de hygiënische en BPA-vrije sondekopjes een veilige meting garanderen.

Voordelen

- Verlichte probe en «Clean me» technologie
- Het blauwe LED licht in de probe maakt het eenvoudig om de juiste positie van het oor te vinden in het donker
- Silent Glow™ technologie
- Een rood licht verschijnt wanneer de temperatuur hoger ligt dan 37.4°C.
- 3-in 1
- Metingen voor het lichaam, objecten en omgevingstemperaturen in slechts 1 seconde

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------|
| Merk | Microlife |
| Digitaal | Ja |
| Infrarood | Ja |
| Koorts alarm | Ja |
| Contactloos | Ja |
| Flexibele tip | Nee |
| Bebat tax | 0.06 EUR |
| Low battery indicatie | Nee |
| Automatische switch-off functie | Ja |
| sku | 1023254 |
| Normeringen | EN ISO 13485:2016 |
| Meetsnelheid | 1 sec |
| Type thermometer | Oorthermometer |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |