

1550339 - Dokterstas Perfect - leder - grijs - 43 x 16 x 33 cm - 1 st



Beschrijving

Hedendaagse dokterstas met sportief design. Het geraffineerde scharniersysteem en de versterkte randen dragen bij tot ruimtecreatie alsook tot afgetekende contouren.

Specificaties

Product afmetingen	B 16 cm, H 33 cm, L 43 cm
Aantal handgrepen	1
Aantal voortassen	1
Aantal zijvakken	1
Categorie	Dokterstas
Materiaal	Leer
Kleur	Grijs
Type verpakking	Stuk