

1544899 - Rise - actieve tillift - 1 st



Beschrijving

Rise is een compacte actieve opstalift van **Indes** en is daardoor zeer geschikt in kleine ruimtes. De korte voetplaat maakt het mogelijk de lift goed binnen bereik van de zorgvrager te plaatsen. De vlotte, goed volgbare hefsnelheid en de beensteun met traagschuim toplaag garanderen een comfortabele tilervaring voor alle gebruikers.

De lift beschikt standaard over een vaste NiMH accu met oplader. Deze duurzame en veilige accu heeft een korte laadduur. De zeer grote capaciteit van de accu zorgt ervoor dat de lift altijd klaar staat voor gebruik.

Specificaties

Merk	Level Up
Gewicht product	64 kg
Bebat tax	0.06 EUR
Samenstelling	Min. Vloerspeling: 3,7 cm, Min. interne breedte: 46 cm, Max. interne breedte frame – gesloten poten: 52,7 cm, Max. externe breedte frame – gesloten poten: 64,8 cm, Max. interne breedte frame – gespreide poten: 84,6 cm, Max. externe breedte frame – gespreide poten: 104,6 cm, Verticaal tilbereik: 75 cm, Draaicirkel: 107 cm, Tijdsduur volledige tilbeweging (100kg): 42 sec, Gemiddeld aantal transfers op een volle batterij: 75
Hoogte onderstel	11,5 cm
Lengte onderstel	90 cm
Maximale tilbelasting	180 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk