

## 1571872 - kBox4 Active Advanced System



### Beschrijving

De kBox4 wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Advanced System bevat het kBox 4 Active Platform, de Angle Adjuster, twee vliegwielen, een heupgordel, een harnas, de KBar en de kGrips.

#### Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Het bluetooth kMeter feedback systeem kan worden gebruikt om het werkelijke vermogen en vele andere parameters te meten en vast te leggen
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor individueel thuisgebruik
- 1 - 2 grote vliegwielen
- Inertie tot 0,100 kgm<sup>2</sup>
- Compatibel met kMeter II
- Afmeting 76 x 51 cm
- Gewicht: 15 kg

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk