

1508376 - Manuele bloeddrukmeter 767 - op rollend statief - 2 slangen - Flexiport manchet maat 11 - 1 st



Beschrijving

Professionele zeer nauwkeurige manuele bloeddrukmeter op rollend statief van **Welch Allyn** geeft snelle en 100% betrouwbare resultaten. Vrij van latex en kwik. Alternatieve modellen uit dezelfde reeks kunnen als tafelmanueel en er is een versie met muurbevestiging. Inclusief, herbruikbare FlexiPort Adult manchet, maat 11.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Merk | WelchAllyn |
| Type bloeddrukmeter | Aneroïde bloeddrukmeters |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse Im |
| Type verpakking | Stuk |