

1500343 - Hansaplast - waterafstotend - 6 cm x 1 m - 1 st



Beschrijving

Hansaplast universele pleisters zijn geschikt voor het bedekken van kleine wonden en om schaafwonden te bedekken. Het niet-klevende wondkussen beschermt de wond en werkt schokdempend, de sterke kleefkracht zorgt ervoor dat de pleister op zijn plaats blijft zitten. Het materiaal is ademend en waterafstotend.

Specificaties

Merk	Beiersdorf
Steriel	Nee
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
sku	1500343
Kleur	Bruin
Maat	6 cm x 1 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos