

1017585 - Tricotkous - arm/been - 7 cm x 25 m - 1 st



Beschrijving

Deze tricotkous is een soepel en huidvriendelijk onderverband voor starre gips- en castverbanden. De naadloos gebreide kous van katoengaren is vooral tricotelastisch in de breedte en zorgt daardoor voor aanpassing en een aangenaam draaggevoel.

De tricotkous wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verzorging of de ploovrije huidbedekking van een amputatiestomp. Ze zijn zo nodig steriliseerbaar bij 121°C.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	100% ongebleekt katoen
Steriel	Nee
sku	1017585
Kleur	Wit
Maat	7 cm x 25 m
Sterilisatie methode	Stoom
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk