

## 1006576 - Peer voor WelchAllyn DS54, DS55 en DS56 bloeddrukmeters



### Beschrijving

**Welch Allyn** DuraShock DS54, handpomp bloeddrukmeter; voor het oppompen van de ballon in een bloeddrukmanchet. Door in de handpomp te knijpen wordt de ballon in de bloeddrukmanchet opgepompt. De peer is geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Compatibel met</b>	Bloeddrukmeter WelchAllyn DS54; Bloeddrukmeter WelchAllyn DS55; Bloeddrukmeter WelchAllyn DS56
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk