

1559505 - MP 64 manicure/pedicure set - 1 st



Beschrijving

In een handomdraai mooie teennagels en vingernagels! Met de manicure-/pedicureset MP 64 van **Beurer** kunt u uw nagels comfortabel thuis verzorgen zonder vervelende kabels dankzij de ingebouwde accu. Het apparaat kan werkt op batterijen en dus zonder snoeren of kabels, met 3 verschillende snelheden, 10 opzetstukken en micro-USB aansluiting. De hulpstukken zijn geschikt voor diabetici. Het ergonomisch ontwerp voorkomt uitglijden tijdens de behandeling.

Voordelen

- Automatische uitschakeling na 20 min
- LED verlichting
- Inclusief opbergaccessoire

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 3.8 cm, H 3.6 cm, L 17.5 cm
SKU leverancier	57037
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk