

1601060 - Twins + ECG wireless system



Beschrijving

Speciaal ontworpen voor gebruik met onze nieuwste Sonicaid TEAM3-serie foetale monitoren, biedt ons draadloze transducersysteem de keuze tussen het monitoren van moeder of baby. Draadloze ultrasone transducers van **Huntleigh** monitoren de foetale hartslag en baarmoederactiviteit.

Specificaties

Merk	Huntleigh
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk