

## 1104359 - Seca 201 meetlint voor omtrekken - 0 tot 205 cm - 1 st



### Beschrijving

Seca 201 meet de omtrek tot op de millimeter nauwkeurig. De hoogwaardige mechaniek garandeert dat het 205 cm lange lint gemakkelijk afrolt en precies in positie klikt. De behuizing ligt comfortabel en vast in de hand van de gebruiker en is voldoende sterk om bestand te zijn tegen per ongeluk laten vallen.

- Intrekbaar meetlint voor nauwkeurige lichaamsmeting.
- Metingen eenvoudig afleesbaar van schaalverdeling op zijkant.
- Handige bediening met één hand --#vastzetmechanisme op beginpunt van lint tot intrekking.
- Compact een gemakkelijke op te bergen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Telescopisch</b>	Nee
<b>Demonteerbaar</b>	Nee
<b>Connecteerbaar met weegschaal</b>	Nee
<b>sku</b>	1104359
<b>Gradatie meetlat</b>	1 mm
<b>Meetbereik</b>	0 - 205 cm
<b>Type meetlat</b>	Meetlint
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk