

## 1561557 - fabian™ HFO Ventilator



### Beschrijving

De **fabian™ HFO** met een 10,4" touchscreen is de meest uitgebreide beademingsmachine van **Vyaire**. Dit model heeft een echte enkelmembraan hoge-frequentie oscillatie (HFO) met actieve inspiratie en expiratie, naast alle moderne niet-invasieve en conventionele modi.

Andere verbeteringen zijn de **Forced Oscillation Technique (FOT)**, een precies en intelligent hulpmiddel voor longrekrutering.\* De **fabian™** stelt de zorgverlener in staat om het hoogste niveau van zorg te behouden naarmate de toestand en de behoeften van de baby veranderen.

#### Kenmerken:

- HFO ontworpen met dezelfde werkingsprincipes als de 3100A oscillator
- Ontworpen met een hotwire anemometer stroomsensor voor lage gevoeligheid voor gascompositie en vochtigheid
- Volume-, flow- en druktriggers om te voldoen aan de veranderende behoeften van neonaten
- Longrekrutering kan worden gebruikt tijdens HFO
- PRICO beschermt baby's tegen zuurstofniveaus buiten het doelbereik
- Volume-garantiebereiken zijn ideaal voor baby's met een extreem laag geboortegewicht
- Ondersteunt 3 verschillende etCO<sub>2</sub>-moduletypes: microstream, mainstream en sidestream
- FOT\* is een effectieve maatregel voor veilige longrekrutering

## Specificaties

<b>Merk</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1561557
<b>Gewicht</b>	20 kg
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Type verpakking</b>	Stuk