

## 1533156 - Texa® verbandset 3 - steriel - 1 x 60 st



### Beschrijving

**Texa** verbandset 3 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 5 x gaaskompressen 5 x 5 cm, 17-draads, 8-laags uit 100% katoen
- 1 x pincet groen 12,5 cm vervaardigd uit polyethyleen BG70 30% glasvezel

### Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Inhoud steriele sets</b>	Gaaskompressen: 5st, 1 pincet: 1st
<b>Normeringen</b>	ISO 13485: 2016
<b>Blister</b>	2-delig
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos