

## 1003596 - Hakenmanchet + long met 2-in-1 slang - volwassenen - 1 st



### Beschrijving

Hakenmanchet die geschikt is voor alle handmatige bloeddrukmeters van **Boso**. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	BOSO
<b>Compatibel met</b>	Boso Classico; Boso Classic
<b>Bereik armband bloeddrukmeter</b>	22-32 cm
<b>sku</b>	1003596
<b>Doelgroep</b>	Volwassenen
<b>Maat armband</b>	L
<b>Type armband</b>	Haken armband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk