

1003596 - Hakenmanchet + long met 2-in-1 slang - volwassenen - 1 st



Beschrijving

Hakenmanchet die geschikt is voor alle handmatige bloeddrukmeters van **Boso**. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

Specificaties

Merk	BOSO
Compatibel met	Boso Classico; Boso Classic
Bereik armband bloeddrukmeter	22-32 cm
Doelgroep	Volwassenen
Maat armband	L
Type armband	Haken armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk