

SCB2530129 - Schiller Pediatric pads voor Fred Easy / DG4000 / DG5000 - 1 st



Beschrijving

De kinderelektroden zijn geschikt voor de FRED Easy, DG4000 en DG5000. Ze zijn ontworpen voor kinderen van 1-8 jaar, tot 25 kg. Zodra de kinderelektroden op de defibrillator worden aangesloten, wordt het schokniveau automatisch verlaagd. De elektroden zijn zelfklevend.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	SCB2530129
Type verpakking	Stuk