

## 1501256 - Onderzoekslamp LED 130F - plafondbevestiging - veer arm - exclusief verankeringsring - 1 st



### Beschrijving

Zeer krachtige Dr. Mach onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie met een uitstekende kleurweergave. De uitvoering is uitgerust met het lichtstelsel R96, een lichtdimmer en een koudlichtreflector met warmtefilter.

#### Voordelen

- Met focusregeling
- Kleurweergave index Ra 96
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte 14-25 cm
- Diameter lamp: 22 cm
- Halogeenlamp: 50 Watt

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dr. Mach
<b>Focusregeling</b>	Ja
<b>Diameter lamp</b>	33 cm
<b>Aantal LED's</b>	19
<b>Lichtintensiteit</b>	60000 lux
<b>Lichtveldgrootte</b>	13-19 cm
<b>Touchless bediening</b>	Nee
<b>Lengte van de arm</b>	171 cm
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Onderzoekslamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Plafondmodel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk