

## 1605684 - Romed spuiten 5 ml - concentric tip 3 - delig - 100 st



### Beschrijving

Deze 3-delige steriele spuit zonder naald zijn individueel verpakt.

### Specificaties

<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>Inhoud</b>	5 ml
<b>Plaats van de tip</b>	Concentrisch
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Tip</b>	Luer slip
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos