

**1561293 - Express-thermometer met flexibele tip - Monkey - BY 11 -  
1 st**



## Beschrijving

De schattige koortsthermometer met kikkerdesign maakt het meten van koorts bij uw baby uiterst eenvoudig. Met een temperatuuralarm vanaf 37,8°C, geeft de metingen weer in °C en °F, is waterdicht. Schakelt automatisch uit en geeft een signaal wanneer de meting klaar is.

## Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Ja
Bebat tax	0.06 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1561293
Meetsnelheid	10 sec
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk