

1508360 - CryoPen applicator wit/rode dot 2-6 mm - 1 st



Beschrijving

Applicator met wit/rode dot voor de behandeling van huidletsels van 2 - 6 mm. Geschikt voor CryoPen X+.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
sku	1508360
Applicatoren	Wit/rood (2 - 6 mm)
Categorie cryotherapie	Applicatoren
Compatibel met	CryoPen X Cryopen M Cryopen O Cryopen X+
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk