

## 1571901 - kBox4 Pro Ultimate System



### Beschrijving

De kBox4 wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Ultimate System bevat het Kbox4 Pro Platform, de kMeter II, de Angle Adjuster, zes vliegwielen, een afdekmat, vier heupgordels en een harnas (7-pack) alsook een hoofdharnas, Ankle Cuffs, de kBar, twee voetblokken, Elevation Blocks (2-pack), een extensiegordel, een draagtas voor de vliegwielen en twee versies kGrips. Dit alles wordt geleverd samen met een kit waarmee men de kBox4 aan de vloer kan bevestigen en een rek waaraan men de accessoires kan ophangen.

### Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Het bluetooth kMeter feedback systeem kan worden gebruikt om het werkelijke vermogen en vele andere parameters te meten en vast te leggen
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor de professional
- 1 - 4 extra grote vliegwielen
- Inertie tot 0,280 kgm<sup>2</sup>
- Feedbacksysteem kMeter II
- Afmeting 98 x 63 cm
- Gewicht: 15,5 kg

## Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk